

अति आवश्यक / महत्वपूर्ण / फोन-0522-2286615

उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय,

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या-टीएस-एमओडी-05-20112(एफएसएल)

दिनांक - नवम्बर 22, 2013

सेवा में,

1-मेसर्स वायो एविसस,
डीएनए रिसर्च,सेन्टर,प्रा0लि0,
13-51 श्री लक्ष्मीनगर कालोनी,
जीएसआई(पोस्ट) बंदलागुडा,
एल0वी0नगर,
हैदराबाद-500068

मो09848456307 / +91-40 -24034503

2-मेसर्स आर0पी0एम0साइंटिफिक,
दो-बी-वे लेन,राममोहन राय मार्ग,
लखनऊ।

मो095559385555 / 0522-3294038

3-मेसर्स ज्ञान साइंटिफिक ट्रेडर,प्रा0लि0,
5,अशोक नगर,निकट बॉसगंडी चौराहा,
गौतमबुद्ध मार्ग,
लखनऊ।

फोन-0522-2630958

4- मेसर्स एम0पी0साइंटिफिक इन्स्ट्रूमेंट्स,
2,लाप्लास,शाहनजाफ रोड,लखनऊ।

फोन- 0522-4073590

कृपया अवगत कराना है कि आधुनिकीकरण योजना 2013-14 के अन्तर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिये 40 अदद सैम्पुल कलेक्शन किट उपकरण का क्रय किया जाना है, जिसके लिये प्री बिड कान्फ्रेंस अधोहरताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 29-11-2013 को समय 11.00बजे पूर्वान्ह तकनीकी सेवायें मुख्यालय,स्थित मीटिंग हाल में प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त इस उपकरण के निर्माताओं/प्राधिकृत डीलरों तथा सप्लायर्स भी प्रस्तावित प्री बिड बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित हैं।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त उपकरण के लिये हुत प्री बिड बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। यदि उपकरण के निर्माता फर्म/अधिकृत डीपर किन्हीं कारणवश प्री बिड बैठक में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं तो वे अपने विचार/अभिमत मेल के माध्यम से tshq@up.nic.in पर भेज सकते हैं। सुलभ सन्दर्भ हेतु सैम्पुल कलेक्शन किट उपकरण के तकनीकी स्पेशीफिकेशन अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है। सैम्पुल कलेक्शन किट हेतु गठित तकनीकी समिति /क्रय समिति के सदस्य भी प्री बिड कान्फ्रेंस में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित है।

संलग्नक-यथोपरि

(असीम अरुण)

पुलिस महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक,तकनीकी सेवायें,
लखनऊ।

1-प्रतिलिपि-पुलिस अधीक्षक,उ0प0कम्प्यूटर केन्द्र को इस इस आशय से कि आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु 40 अदद सैम्पुल कलेक्शन किट हेतु प्रस्तावित प्री बिड बैठक के सम्बन्ध में संलग्न स्पेशीफिकेशन को उ0प्र0पुलिस के वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संगनक-यथोपरि


3-प्रतिलिपि-दफतरी को नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।

Sample Collection Kit (DNA LAB)

Technical Specifications

1. Swab with nylon bristles/ polyester tipped applicator - 10 Swabs
2. Self-sealing sterilization pouch (10).
3. Nucleic Card - 2 Spots Pink - with desiccant and pouch (10).
4. Nucleic Card - 2 Spots White - with desiccant and pouch (10).
5. EDTA vials - 4.
6. Buccal shape tip in plastic tube with active drying system (10).
7. Crime scene regular head tip in plain tube with antimicrobial action (10).
8. Crime scene Mini tip in plain tube with antimicrobial action (10).
9. Rubber gloves powder free - 4 Pair
10. The Swab should be validated for Forensic applications.
11. Swabs should be human DNA free and designed for sample collection of sweat, semen, blood stains, skin and trace evidence from the crime scene.
12. Syringe - 2 ml (4).
13. Colour coded envelope for paternity case (2) Sets.
14. Evidence tape for sealing envelopes (2).
15. Large size envelopes (space for information details) (2).
16. Complete set of 2 Packs of above items 1 to 15 in each kit with sample collection forms.
17. System should be complete in a box for demonstration with guidelines at the time of installation for extraction using standard extraction methods.


(Dr. Ravi Prakash Shukla)
S.O.


(Dr. Rajkumar)
D.D.Sero VNS.


(Dr. Archana Tripathi)
D.D.Sero LKO.